




M=BE MOBILIDADE & BEM-ESTAR

CATÁLOGO
Cuidados de Saúde

bye
pic®



aromaterapia



O complemento mais cool para todos.
Para a mamã, para o papá, para as crianças





Pulseira aromática com citronela, as novas pulseiras ByePic possuem um design tecnológico avançado para uma aromaterapia eficaz. Ideais tanto dentro de casa como para atividades no exterior, como, campismo, caminhadas, pesca, viagens. Aromaterapia de longa duração, os sticks de algodão impregnados em óleo essencial de citronela e inseridos em ambos os lados da pulseira libertam a fragrância de forma sustentada. Skin friendly, fabricadas com silicone de grau alimentar, seguros para a pele e incluem fechos de metal hipoalergénico. **Ajuste com memória** (Adaptam-se automaticamente ao tamanho do pulso de forma confortável), **Resistente à água e ao suor, Adaptável ao pulso ou tornozelo**



BPPADTN325PT
BYEPIC PULSEIRA PRETA DE ADULTO

Ref	CNP	Cor	Duração
BPPADTN325PT	7552778	Preto	150 dias



BPPADTOC325PT
BYEPIC PULSEIRA CORDÃO

Ref	CNP	Cor	Duração
BPPADTOC325PT_Laranja	7552810	Laranja	150 dias
BPPADTOC325PT_Preto	7552836	Preto	150 dias
BPPADTOC325PT_Bordo	7552828	Lilás	150 dias



BPPULSKIDS325PT
BYEPIC PULSEIRA DE CRIANÇA

Ref	CNP	Cor	Duração
BPPULSOKIDS325PT_Amarela	7552802	Amarelo	150 dias
BPPULSOKIDS3_Azul	7552794	Azul	150 dias
BPPULSOKIDS3_Roxo	7552786	Roxo	150 dias



Pulseira aromática com citronela, as novas pulseiras ByePic possuem um design tecnológico avançado para uma aromaterapia eficaz. Ideais tanto dentro de casa como para atividades no exterior, como, campismo, caminhadas, pesca, viagens. Aromaterapia de longa duração, os sticks de algodão impregnados em óleo essencial de citronela e inseridos em ambos os lados da pulseira libertam a fragrância de forma sustentada. Skin friendly, fabricadas com silicone de grau alimentar, seguros para a pele e incluem fechos de metal hipoalergénico.

Ajuste com memória (Adaptam-se automaticamente ao tamanho do pulso de forma confortável), **Resistente à água e ao suor**, **Adaptável ao pulso ou tornozelo**



BPPADT0326PT
BYEPIC PULSEIRA DE ADULTO

Ref	CNP	Cor	Duração
BPPADT0326PT_Vermelho	-	Vermelho	150 dias
BPPADT0326PT_Preto	-	Preto	150 dias
BPPADT0326PT_Verde	-	Verde	150 dias



BPPADT0C326PT
BYEPIC PULSEIRA DE CRIANÇA

Ref	CNP	Cor	Duração
BPPKIDS326PT_Panda	-	Branco	150 dias
BPPKIDS326PT_Cão	-	Azul	150 dias
BPPKIDS326PT_Peixe	-	Laranja	150 dias



Pulseira aromática com citronela, as novas pulseiras ByePic possuem um design tecnológico avançado para uma aromaterapia eficaz. Ideais tanto dentro de casa como para atividades no exterior, como, campismo, caminhadas, pesca, viagens.

Aromaterapia de longa duração, os sticks de algodão impregnados em óleo essencial de citronela e inseridos em ambos os lados da pulseira libertam a fragrância de forma sustentada. Skin friendly, fabricadas com silicone de grau alimentar, seguros para a pele e incluem fechos de metal hipoalergénico.

Ajuste com memória (Adaptam-se automaticamente ao tamanho do pulso de forma confortável), **Resistente à água e ao suor**, **Adaptável ao pulso ou tornozelo**



BPPCORD326PT

BYEPIC PULSEIRA DE CORDÃO

Ref	CNP	Cor	Duração
BPPCORD326PT_Marinho	-	Marinho	150 dias
BPPCORD326PT_Preto	-	Preto	150 dias
BPPCORD326PT_Bordô	-	Bordô	150 dias



BPPNUDO326PT

BYEPIC PULSEIRA DE NÓS

Ref	CNP	Cor	Duração
BPPNUDO326PT_Vermelho	-	Vermelho	150 dias
BPPNUDO326PT_Branco	-	Branco	150 dias
BPPNUDO326PT_Turquesa	-	Turquesa	150 dias



tampões auriculares
Marries



MARIES ACTIVE

ACTIVE - TAMPÕES RUÍDOS - 2 UNIDADES

Ideal para ouvidos sensíveis ao ruído. Pessoas que dormem em ambientes barulhentos, casais de pessoas que ressonam.



Ref	CNP	Tam	Uni
MARIES ACTIVE	7563387	ÚNICO	2



MARIES AQUATICS

AQUATICS - TAMPÕES AURICULARES BORRACHA

Ideal para nadadores, banhistas e atletas. Pessoas com tendência a sofrer de otite.



Ref	CNP	Tam	Uni
MARIES AQUATICS	6502443	ÚNICO	2



20040204

CONFORT - TAMPÕES AURICULARES SILICONE MOLDÁVEL

Moldável. Recomendado para pessoas que praticam desportos a motor, DJ's, técnicos de som, viajantes.



Ref	CNP	Tam	Uni
20040204	6502401	ÚNICO	6



MARIES CONFORT

CONFORT - TAMPÕES CERA - 6 UNIDADES

Ideal para uso em rotinas diárias, como tomar banho e duche.



Ref	CNP	Tam	Uni
MARIES CONFORT	7559666	ÚNICO	6



20040211

KIDS - TAMPÕES AURICULARES SILICONE CRIANÇAS

Feitos de silicone flexível, são ideais para a colocação no canal auditivo em desportos aquáticos e proteção contra areia e vento.



Ref	CNP	Tam	Uni
20040211	6502435	ÚNICO	2



20040202

SMOOTH - TAMPÕES AURICULARES CERA - 6 UNI

Ideal para ouvidos sensíveis ao ruído. Pessoas que dormem em ambientes barulhentos, casais de pessoas que ressonam.



Ref	CNP	Tam	Uni
20040202	6502120	ÚNICO	6



20040201

SMOOTH - TAMPÕES AURICULARES CERA - 12 UNI

Ideal para ouvidos sensíveis ao ruído. Pessoas que dormem em ambientes barulhentos, casais de pessoas que ressonam.



Ref	CNP	Tam	Uni
20040201	6502153	ÚNICO	12



20040215

SMOOTH - TAMPÕES AURICULARES SILICONE

Em silicone. Ideal em desportos aquáticos e proteção contra areia e vento.



Ref	CNP	Tam	Uni
20040215	6502567	ÚNICO	2



60424426

FOCUS - TAMPÕES AURICULARES ESPUMA

Especialmente macio e confortável. Ideal para ambientes industriais, trabalhadores por turnos, estudantes (alta concentração).



Ref	CNP	Tam	Uni
60424426	6502351	ÚNICO	4



20040218

FOCUS - TAMPÕES AURICULARES ESPUMA PU



MARIES FREEDOM

FREEDOM - TAMPÕES AURICULARES COM CORDÃO



MARIES PRESSURE

PRESSURE - TAMPÕES AURICULARES COM CORDÃO

Feito de espuma de poliuretano.
Material moderno e flexível.
Ideal para estudantes.
Concertos de rock, viajar, dormir em ambientes barulhentos, etc

Tampões auriculares com cordão para que possam ser utilizados em qualquer lugar e intermitentemente, evita que sejam perdidos.
Feitos em TPE (Termoplástico Elastómero).
Concertos de rock, viajar, dormir em ambientes barulhentos, etc

Produto de alta qualidade
A diferença do modelo atual, as abas do tampão garantem uma melhor selagem do canal auditivo, aumentando a eficiência ao criar uma câmara de ar isolada na frente do tampão.
Filtro na parte central que permite regular de forma controlada a pressão entre ambas as partes.
Inclui cordão para uso opcional.



Ref	CNP	Tam	Uni
20040218	6502450	ÚNICO	10



Ref	CNP	Tam	Uni
MARIES FREEDOM	7559658	ÚNICO	1



Ref	CNP	Tam	Uni
MARIES PRESSURE	7559641	ÚNICO	1



330976

BANDA PROTETORA DE OUVIDOS

Faixa de neoprene (3mm de espessura) que protege da entrada de água. Indicado para pessoas com problemas de ouvido como otite, implantação de drenos no canal auditivo, etc.

Ref	CNP	Tam	Uni
330976	7262147	ÚNICO	1

Referência	CNP	Designação
MARIES FREEDOM	7559658	Maries FREEDOM Tampões c/ Cordão - 2unid
MARIES ECOPACK	7559633	Maries FOCUS Tampões Espuma - ECOPACK 2unid - 75 Packs
MARIES ACTIVE	7563387	Maries ACTIVE Tampões Ruídos - 2 unidades
MARIES AQUATICS	7563395	Maries AQUATICS Tampões Moldáveis - 2unidades
MARIES CONFORT	7559666	Maries CONFORT Tampões Cera - 6unidades
MARIES PRESSURE	7559641	Maries PRESSURE Tampões Moldáveis c/ Cordão - 2unid
60424426	6502351	Maries FOCUS Tampões Espuma - 4unidades
20040204	6502260	Maries CONFORT Tampões Silicone Moldável - 6unidades
20040218	6502450	Maries FOCUS Tampões Espuma PU - 10unidades
20040211	6502435	Maries KIDS Tampões Silicone Crianças c/ Aplicador - 2unid
20040201	6502153	Maries SMOOTH Tampões Cera com Algodão - 12unidades
20040202	6502120	Maries SMOOTH Tampões Cera com Algodão - 6unidades
20040215	6502567	Maries SMOOTH Tampões Silicone Adultos c/ Aplicador - 2unid
330976	7262147	Banda Protetora de Ouvidos

Referência Antiga	CNP	Designação
20040213	6502401	Maries ACTIVE Tampões Latex Ruídos - 2unidades
20040214	6502443	Maries AQUATICS Tampões Borracha - 2unidades
20040216	6502211	Maries CONFORT Tampões Resina Sintética - 6unidades
PRESSURE	6502427	Maries PRESSURE Tampões Silicone Adultos - 2unidades
20040209	6502351	Maries FOCUS Tampões Espuma PVC - 4unidades

PRIMcare[®] Nova linha de cuidados de ouvidos





PC GOTAS OUVIDOS

PRIMCARE OUVIDOS GOTAS REMOÇÃO CERÚMEM C/ PERÓXIDO 10ML

Gotas para remoção de cera de ouvido, ideal para toda a família, que pretende evitar e/ou decompor o excesso de cerúmen acumulado (tampão), através da sua **dupla ação**:

- Amolece a cera endurecida.
- Decomposição suave do tampão em pequenas partículas facilitando a sua saída

Devido a sua formula única à base de peróxido de hidrogénio com 5% de Ureia que liberta oxigénio e ajuda a soltar a cera suavemente. É uma forma limpa, segura e eficaz de manter a higiene dos ouvidos sem irrigação.

Composição: Peróxido de Hidrogénio com 5% de ureia, Polietilenglicol, glicerina, ureia, hidróxido de sódio, cloreto de benzalcónio

Ref	CNP	Tam.
PC GOTAS OUVIDOS	7581017	10ml



PC SPRAY OUVIDOS

PRIMCARE OUVIDOS SPRAY SECA HUMIDADE AURICULAR 50ML

Spray para secagem auricular rápida e natural, de forma a remover a água do ouvido, após nadar, tomar banho ou outra causa que possa provocar comichão, palpitações e secreções, PRIMCARE atua no canal auditivo com **tripla ação**:

- Acelera a evaporação da água do ouvido (utiliza álcool desnaturado)
- Reduz o desconforto no ouvido
- Previne infeções bacterianas e fúngicas

Composição: Glicerina, álcool desnaturado, extrato de Sempervivum tectorum, extrato de Aloe Baradensis

Ref	CNP	Tam
PC SPRAY OUVIDOS	7581009	50ml



FP STICK ARN 15GR

FISIOPRIM GEL STICK DE ARNICA 15GR

Stick a base de princípios ativos naturais que com ação reparadora, suavizante e calmante que reconforta a pele agredida. Em formato de barra, permite uma aplicação suave e fácil na área afetada produzindo uma sensação de frescura e bem-estar na pele.

Indicações:

- Ideal para aplicar após pequenas mazelas numa zona da pele sensibilizada.
- Pode ser utilizado por toda família (a partir dos 3 meses de idade)

Composição: combinação de Arnica, Harpargófito, Ruscus e Propilenoglicol.

Testado sob controlo dermatológico e pediátrico.


Ref

CNP

FP STICK ARN 15GR

7296566






fIR
far infrared therapy



fisi/prim

Vídeo Análise Capilaroscópio



A microcirculação sanguínea no **primeiro** capilar **aumenta em 35,43%** ao aplicar a **terapia FIR**

A microcirculação sanguínea no **segundo** capilar **aumenta em 39,01%** ao aplicar a **terapia FIR**

fisioprim

FP FIR RODILLERA

FISIOPRIM JOELHOIRA FIR ARTROSE

A nova Joelheira Fisioprim é um dispositivo médico não invasivo que utiliza a tecnologia FIR para aliviar a dor, reduzir a inflamação e melhorar a mobilidade articular.

Alívio da dor: Reduz a dor musculoesquelética e articular, incluindo sintomas de Artrose

Redução da inflamação: Diminui o inchaço e a rigidez articular.

Melhora da microcirculação: Aumenta a oxigenação e nutrição dos tecidos, promovendo a eliminação de toxinas.

Suporte e mobilidade: Design ergonómico para conforto prolongado e maior funcionalidade.

Indicações

- Artrose, artrite, inflamações leves.
- Dor muscular pós-esforço ou lesões ligamentares.
- Ideal para clientes com dores articulares crónicas ou em reabilitação.

Características Técnicas

Tecnologia FIR incorporada no Tecido Técnico Elástico através de biominerais (dióxido de titânio) que refletem os raios infravermelhos corporais em profundidade, **estimulando a microcirculação** (circulação periférica) e **favorecendo a recuperação funcional, sem medicamentos e sem efeito térmico.**

Joelheira em Tecido Respirável, com banda de fixação em silicone para ajuste anatómico distal e proximal, sem látex.

Costuras suaves para conforto durante todo o dia, quer para uso diário ou desportivo.

Modo de Utilização e Cuidados

- Escolher o tamanho adequado (ver tabela de medidas) e ajustar de forma que cubra a articulação sem compressão excessiva.
- Pode ser usada de forma contínua durante o dia, inclusive sob vestuário.
- Resistente a 300 lavagens (lavar à mão com água até 30° e sabão neutro).
- Não utilizar em feridas abertas, infeções cutâneas ou hipersensibilidade local.



Não contém
medicamentos



Ref	Tam	Medidas	CNP
FP FIR RODILLERA S	S	35-38cm	7595934
FP FIR RODILLERA M	M	38-41cm	7595942
FP FIR RODILLERA L	L	41-45cm	7595959
FP FIR RODILLERA XL	XL	45-50cm	7609651



FP FIR GUANTE

FISIOPRIM LUVA FIR ARTROSE

Desenhadas a pensar no conforto e adaptabilidade, as luvas FISIOPRIM são fabricadas com tecido técnico elástico transpirável que garantem uma utilização confortável durante todo o dia.

O seu design prático de dedos abertos, com boa adaptação anatómica sem comprometer o efeito terapêutico, torna-as adequadas para as atividades diárias e desporto.

Alívio da dor musculoesquelética:

- A tecnologia FIR promovendo relaxamento muscular e redução da dor em articulações e músculos das mãos.

Estimula a microcirculação:

- A luvas FISIOPRIM FIR melhoram a circulação sanguínea local, contribuindo para:
 - **Redução de edema e Melhor oxigenação tecidual;**
 - **Aceleração da recuperação** em áreas inflamadas.

Redução da rigidez articular:


- Melhora da mobilidade funcional.

Função de proteção articular:

- As luvas atuam como barreira física, ajudando a prevenir traumas mecânicos leves;



Não contém medicamentos



Instruções: Utilize uma régua ou fita métrica, meça a largura da palma da mão, logo abaixo dos dedos (ver imagem). Veja o tamanho da sua luva consultado a tabela abaixo:

Ref	Tam	Medidas	CNP
FP FIR GUANTE	XS	6.5cm	7560979
FP FIR GUANTE	S	8cm	7552745
FP FIR GUANTE	M	9cm	7552752
FP FIR GUANTE	L	10cm	7552760

Prevalência de Osteoartrite Global

Estudos científicos revelam que em Portugal $\approx$ 1,08 milhão de indivíduos sofrem de Osteoartrite em geral.

Considerando que a osteoartrite das mãos representa cerca de 20-25%:

20% de 1,08 milhão = **216.000 pessoas**; 25% de 1,08 milhão = **270.000 pessoas**.

O MECANISMO DE AÇÃO É BASEADO NUM PRINCÍPIO BIOFÍSICO.

O Princípio Ativo da Terapia FIR é o próprio Corpo Humano: Os Pensos FISIOPRIM atuam como um espelho refletindo a nossa energia corporal (raios bioenergéticos) emitidos naturalmente com a dispersão do calor corporal o que promove um aumento da microcirculação cutânea superficial e melhora o processo de recuperação.

O elemento principal da tecnologia destes dispositivos médicos baseia-se em pó de dióxido de titânio tratado (biomineral utilizador p.ex. em protetores solares minerais), que é capaz de refletir a parte mais distante (entre 8/9 cm) de raios infravermelhos, denominado FIR ou Far Infrared.

- Não contém medicamentos e sem choque térmico
- Sem contraindicações
- Aplicação fácil
- Dermatologicamente testado
- Fabricados com materiais de alta qualidade



Não contém medicamentos
E sem choque térmico



Uso até 120 horas
(5 dias)



Resistente a água



Tratamento económico



Sem contraindicações



Design Ergonómico
Para cada patologia




Pode ser aplicado
por todos os utilizadores



Fabricado com materiais de alta qualidade



Não irrita a pele
Dermatologicamente testado



[LINK PARA O ESTUDO SOBRE A EFICÁCIA DE 3 TIPOS DE PENSO](#)



FP FIR LOMBAR

FISIOPRIM PENSO FIR LOMBAR X3UNID

Indicações: Ajuda a aliviar a dor muscular por sobre esforços e contraturas na zona lombar (artrite, osteoartrite e dores lombares) zona lombar (artrite, osteoartrite e dores lombares).

Aplicação: Aplique o(s) adesivo(s) na área com dor: aplique na pele seca e limpa sem pelos e massage por 2 minutos. Manter o penso por 5 dias, ou até que os sintomas melhorem.

Ref	Tam	CNP
FP FIR LOMBAR	ÚNICO	7380055



FP FIR UNIVERSAL

FISIOPRIM PENSO FIR UNIVERSAL X3UNID

Indicações: Ajuda a aliviar a dor em qualquer parte do corpo.

Aplicação: Aplique o(s) adesivo(s) na área com dor: aplique na pele seca e limpa sem pelos e massage por 2 minutos. Manter o penso por 5 dias, ou até que os sintomas melhorem.

Ref	Tam	CNP
FP FIR UNIVERSAL	ÚNICO	7380063



FP FIR JOELHO

FISIOPRIM PENSO JOELHO X4UNID

Indicações: Ajuda aliviar a dor em caso de problemas na articulação do joelho.

Aplicação: Aplique o(s) adesivo(s) na área com dor: aplique na pele seca e limpa sem pelos e massage por 2 minutos. Manter o penso por 5 dias, ou até que os sintomas melhorem.

Ref	Tam	CNP
FP FIR JOELHO	ÚNICO	7500892

Pensos em tecido-não-tecido com tecnologia FIR que refletem as ondas longas de raios infravermelhos corporais (raios bioenergéticos corporais) devido a composição de biominerais (dióxido de titânio tratado). Uma vez absorvidos, os raios bioenergéticos promovem o alívio da dor através da eliminação de toxinas (p.ex. ácido láctico), da ação mio-relaxante e aceleração da recuperação através do aumento da microcirculação cutânea superficial até 8/9cm de profundidade.

Para o alívio de situações de dor músculo-esquelético causado pela acumulação excessiva de acidose tecidular por sobrecarga das fibras musculares. Nos processos de recuperação funcional dos tecidos musculares afetados por inflamação, contraturas por sobrecarga e défice de força decorrentes de síndromes de stress excessivo, pois promovem alívio dos sintomas dolorosos.



Fisioprim Gel frío é um gel que proporciona um efeito frio imediato e prolongado para aliviar as dores musculares, articulares e pós-traumáticas.

Indicado para contraturas, entorses, distensões, contusões, distensões, lesões musculares e diversos traumatismos.

Composição: Natural: Mentol, Folha de Eucaliptus globulus, extrato de raiz de Harpagófito, óleo de Tamanu (Calófilo)

Ref	Tam	CNP
FISIOPRIM Gel Alívio Dor 75ml	75ml	7609669
FISIOPRIM Gel Alívio Dor 250ml	250ml	7609677



FP SPRAY FRIO 150ML

FISIOPRIM SPRAY FRIO COM ARNICA 150ML

FisioPrim Spray tem efeito de gelo instantâneo eficaz na dor, desconforto, fadiga muscular e articular. Proporciona sensação imediata de frescura que favorece o relaxamento. Fórmula rica em plantas tradicionais como a Arnica, Harpargófito, Mentol, Alcaçuz, Salgueiro e Poliplanta Antifadiga® com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, refrescantes, descongestionantes e tonificantes para proporcionar o alívio do desconforto muscular e articular.

Ref	CNP
FP SPRAY FRIO 150ML	7296558



*Aos valores apresentados, acresce a taxa de IVA atualmente em vigor;
 **Portes gratuitos para valores iguais ou superiores a 29,00€;



Creme de **massagem de recuperação** - efeito calmante
Creme para **esforço muscular** - efeito frio
Gel para **pernas cansadas**



fisioprim®

Cremes de massagem com extratos de plantas naturais

CREMES DE MASSAGEM COM EXTRATOS DE PLANTAS NATURAIS



FP CMCALM 75ML

FISIOPRIM EFEITO CALMANTE 75ML

Efeito de recuperação muscular após exercício. Os seus componentes contribuem para a recuperação muscular após o exercício físico.

Composição: Com extratos de Arnica, Melaleuca, Calendula.

Ref	Uni	CNP
FP CALM 75ML	1	7248666



FM CMCALM 250ML

FISIOPRIM EFEITO CALMANTE 250ML

Efeito de recuperação muscular após exercício. Os seus componentes contribuem para a recuperação muscular após o exercício físico.

Composição: Com extratos de Arnica, Melaleuca, Calendula.

Ref	Uni	CNP
FP CALM 250ML	1	7248674



FP PIERNA 01

FISIOPRIM PERNAS CANSADAS 250ML

Gel não oleoso, especialmente formulado com extratos vegetais que proporcionam a sensação de bem-estar e alívio do cansaço das pernas.

Composição: Com extratos de Castanheira-da-Índia, Videira, Arnica, Hamamelis.

Ref	Uni	CNP
FP PIERNA 01	1	7248708

CREMES DE MASSAGEM COM EXTRATOS DE PLANTAS NATURAIS



FP CMFRIO 75ML-EX6

FISIOPRIM EFEITO FRIO

Os componentes da sua fórmula contribuem para o descanso após o exercício físico ou após esforço excessivo.

Composição: Com extratos de Calendula, Hypericum, Menta.

Ref	Uni	CNP
FP CMFRIO 75ML-EX6	1	7248690



FM CMCALOR 75ML-EX6

FISIOPRIM EFEITO CALOR

Ideal para aquecimento muscular, graças aos seus componentes proporciona uma agradável sensação de calor, sendo ideal para aquecimento muscular.

Composição: Com extratos de Arnica, Calendula, Hamamelis, Capsicum Frutescens.

Ref	Uni	CNP
FP CMCALOR 75ML-EX6	1	7248682

Sinta-se bem





REUMOCARE BMAO

REUMOCARE BANHO DE MÃOS 250ML

REUMOCARE Banho de Mãos é um produto natural, prático e eficaz, ideal para cuidados diários ou complementares a tratamentos, promovendo mãos saudáveis:

- Alívio de dor e inflamação (harpagófito e eucalipto).
- Melhoria da circulação, inchaço e rigidez (centella asiática e videira vermelha).
- Relaxamento muscular e articular (camomila).
- Hidratação e suavidade da pele (propilenoglicol).

Ideal para alívio imediato e prevenção de desconfortos crónicos.

Indicações:

- Pacientes com dor ou inflamação nas articulações das mãos.
- Pessoas idosas ou com problemas reumáticos.
- Casos de má circulação periférica ou mãos frias.
- Mãos cansadas ou fatigadas, especialmente em profissionais que as utilizam intensivamente.
- Rotina de cuidados corporais para hidratação e rejuvenescimento da pele.

Modo de Utilização:

1. Diluir 2 tampas do produto em 2L de água quente (37°-40°).
2. Mergulhar as mãos por 2-3 minutos, massajando suavemente e fazendo exercícios articulares.
3. Secar com uma toalha macia.
4. Aplicar 1-2 vezes por dia, durante 10-15 dias, para melhores resultados.

Ref	CNP	Tamanho
ReumoCare Bmao	7586214	250ml


DAY


NIGHT


SPORT



bruisi
calm




VÍDEO DEMONSTRATIVO


PROTETORES BUCAIS



Instruções para uma adaptação correta




Segurar no protetor pela parte saliente com o logótipo do produto e submergi-lo completamente na água (previamente aquecida a 70°C) durante 12 segundos (BXCDAY) e 30 segundos (BXCSPORT e BXCNIGHT)




Alargar ligeiramente as paredes do protetor para não as dobrar ao introduzir na boca, tendo o cuidado de não morder as paredes dobradas.
Advertência: Antes de introduzir o protetor na boca, sacudi-lo para eliminar os restos de água.



Introduzir o protetor na boca, fechar a boca sem apertar os dentes. Com os lábios fechados, inspirar ar para efetuar uma sucção durante 1 minuto e adaptar o protetor à forma dos dentes. Ao mesmo tempo, pressionar com os dedos para que a adaptação seja melhor.



Após 1 minuto, extrair o protetor da boca e introduzi-lo em água fria durante pelo menos 20 minutos, rente ao protetor.



O dispositivo deve ser capaz de se manter fixo na boca. Por último, cortar a parte saliente com o logótipo do produto rente ao protetor.



BXCDAY

PROTETOR BUCAL BRUXICALM DAY

Indicações: Bruxismo. Períodos de stress em que a fricção/ranger dos dentes ocorre involuntária durante o dia.
Personalizável (adapta-se aos seus dentes);
Proteção completa;
Máximo conforto.

Ref	Tam	CNP
BXCDAY	ÚNICO	7115345



BXCNIGHT

PROTETOR BUCAL BRUXICALM NIGHT

Indicações: Bruxismo. Períodos de stress nos quais ocorra fricção/ranger involuntária dos dentes durante a noite.
Personalizável (adapta-se aos seus dentes);
Máximo conforto.

Ref	Tam	CNP
BXCNIGHT	ÚNICO	7115352



BXCSPORT

PROTETOR BUCAL BRUXICALM SPORT

Indicações: Bruxismo. Usada em atividades desportivas onde possa ocorrer impacto/fricção involuntária dos dentes durante a prática desportiva.
Personalizável (adapta-se aos seus dentes);
Máximo conforto.

Ref	Tam	CNP
BXCSPORT	ÚNICO	7115360

respira plus





RP0001

RESPIRAPLUS - DILATADOR NASAL

Respira Plus é um dispositivo projetado para ser colocado nas narinas, a fim de reduzir a resistência ao ar recebido e facilitar a respiração.

- Abre as narinas, ajudando a eliminar o ronco;
- Melhora o desempenho no esporte;
- Confortável e discreto graças à sua transparência e ajuste confortável nas narinas.

Ref	Uni	CNP
RP0001	2	7252429



Reutilizável até 60 vezes
2
 unidades

Nova linha de protetores labiais



PRIMcare 

Cuidamos dos seus lábios

Cuida. Hidrata. Protege





PC BALS BOIAO

PRIMCARE BÁLSAMO REPARADOR LÁBIOS/NARIZ 10 ML

Repara, hidrata e protege a pele dos lábios secos e gretados, bem como as irritações provocadas pelo assoar o nariz, graças à sua intensa ação nutritiva, emoliente, hidratante e protetora. Nutre a pele reduzindo o repuxamento e as fissuras dos lábios e protege contra as agressões externas a pele dos lábios e do nariz desidratada ou agredida pelo frio, pelo vento ou pela utilização de lenços.

Repara e protege - Alívio duradouro

Ingredientes principais: Ácido hialurónico; Óleo de amêndoa; Manteiga de karité; Manteiga de Murumuru; Manteiga de cacau; Óleo de abacate; Óleo de Centella asiática e Vitamina E

Ref	CNP
PC BALS BOIAO	7531723



PC BALS FLUIDO

PRIMCARE BÁLSAMO REPARADOR FLUÍDO LÁBIOS 10ML

Bálsamo fluído para cuidar dos lábios durante todo o ano. Regenera, hidrata e suaviza a pele dos lábios secos e gretados, retardando o desenvolvimento de irritações, gretas e fissuras, melhorando a secura dos lábios.

Cuida e protege - Alívio rápido

Ingredientes principais: Ácido hialurónico; Vaselina filante; Vitamina E e Manteiga de karité

Ref	CNP
PC BALS FLUIDO	7531731



PC STICK LABIOS/PC STICK 30SPF

PRIMCARE STICK PROTETOR LÁBIOS

Protetores labiais em stick que hidratam e protegem os lábios.

Bálsamos labiais especiais porque contêm ácido hialurónico para reforçar a proteção dos lábios e contribuem para a reparação mais profunda.

Hidratam e protegem

Ingredientes principais: Ácido hialurónico; Manteiga de Karité e Vitamina E

Ref	CNP	Tam
PC STICK LABIOS	7531756	4.5G
PC STICK 30SPF	7531749	4.5G

A natureza sabe....



Seis novas variedades, naturais, sem açúcar*

*Geleia Real sem Açúcares adicionados



VITALPRIM GELEIA REAL+

2500MG X 20 AMPOLAS

Suplemento alimentar à base de geleia real fresca



Ref

CNP

VTPJRPURA

-



VITALPRIM GELEIA REAL ENERGIA

1500MG X 20 AMPOLAS

Com ácido pantoténico e Vitamina B6

- Ajuda a diminuir o cansaço e a fadiga
- Contribui para o metabolismo energético normal
- O ácido pantoténico contribui para o rendimento intelectual normal



Ref

CNP

VTPJRENERGIA

-



VITALPRIM GELEIA REAL IMUNO+

1500MG X 20 AMPOLAS

Com extrato de própolis, plantas, vitaminas e zinco

- Contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário



Ref

CNP

VTPJRINMUNO

-



VITALPRIM GELEIA REAL KIDS

600MG X 20 AMPOLAS

Com própolis glicerinado e vitaminas

- Vitamina D necessária para o crescimento e desenvolvimento normal dos ossos das crianças
- O iodo contribui para o crescimento normal das crianças



Ref VTPJRKIDS
CNP -



VITALPRIM GELEIA REAL VITALIDADE

1500MG X 20 AMPOLAS

Com magnésio e vitaminas

- Vit.C, Niacina, Vitamina B6 e Magnésio contribuem para o metabolismo energético normal e ajudam a diminuir o cansaço e fadiga.
- Vit B1, Vit B2 e Biotina contribuem no funcionamento normal do sistema nervoso.
- Vit. D contribui para o funcionamento normal dos músculos



Ref VTPJRVITALIDAD
CNP -



VITALPRIM GELEIA REAL SÊNIOR

1000MG X 20 AMPOLAS

**Com magnésio, zinco, colina, bacopa...
Plantas e vitaminas**

- Magnésio, Niacina, Vitamina B6 e Tiamina contribuem para a função psicológica normal.
- Zinco contribui para a síntese normal de ADN
- Vitaminas B6 e Tiamina contribuir para o funcionamento normal do sistema nervoso.



Ref VTPJRSENIOR
CNP -

+Vitamina B6
+Glucosamina
Magnésio



+Vitamina D
+Equinácea
+Zinco
Vitamina C



TRIPLA AÇÃO

Energética

Contribui para o metabolismo energético normal e função muscular otimizada.

Ossos

Ajuda a manutenção dos ossos em condições normais.

Informação nutricional (por comprimido efervescente):

Magnésio
Vitamina B6
Glucosamina



375mg
1,4mg
200mg

Ref

CNP

VTP MAG DUO 40 COMP

7409136

VTP MAG 20 COMP

7409128



TRIPLA AÇÃO

Cansaço e Fadiga

A **Vitamina C** ajuda a diminuir o cansaço e a fadiga

Imunidade

As **Vitaminas C, D** e **Zinco** contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário

Antioxidante

A combinação dos seus ingredientes protege as células dos danos causados pelos radicais livres.

Informação nutricional (por comprimido efervescente):

Vitamina C
Vitamina D
Zinco
Equinácea



1000mg
5µg
10mg
100mg



Ref

CNP

VTP VIT C 48 COMP

7409151

VTP VIT C 24 COMP

7409144

Saquetas HMB

x30saquetas

Formulado para promover a recuperação e manutenção da massa muscular, favorecer a saúde de tecidos conjuntivos, como tendões, ligamentos, pele e músculos. Vitalprim HMB combina ingredientes que favorecem a regeneração muscular, reduzem o dano muscular associado ao exercício e aceleram a recuperação.

Suplemento alimentar em pó, apresentado em saquetas de 12 g com sabor a limão.

Indicações:

- Pessoas com perda de massa muscular devido a longos períodos de repouso ou inatividade.
- Atletas e pessoas ativas que procuram melhorar o desempenho, acelerar a recuperação muscular após exercícios intensos e reduzir a fadiga*.
- Proteger a *saúde de articulações, ossos, tendões, ligamentos e pele*, promovendo maior mobilidade e vitalidade.

*Consumir preferencialmente logo após o exercício ou em dias de descanso para proteger a massa muscular.



Ingredientes (por 12g, dose diária)

HMB (HidroxiMetilbutirato) de Cálcio	2000 mg
Colagénio hidrolisado	5.000 mg (5g)
Sulfato de Glucosamina	500mg
Sulfato de Condroitina (marino)	500mg
Extrato seco de Boswellia	125mg
Vitamina E	121,24mg
Vitamina C	80mg
Bromelaína	52mg
Gluconato de Manganésio	16,66mg
Ácido hialurónico	11mg
Coenzima Q10	5mg
Sulfato Cúprico	2,26mg
Vitamina D	5ug

Refª: VTPHMB_30SOB

CNP: 7552943

Colagénio natural hidrolisado

VitalPrim Complex previne e alivia a dor e o desgaste das articulações e músculos. Protege contra lesões de ligamentos, tendões e articulações e reduz a fragilidade dos discos intervertebrais e dos meniscos.

Ingredientes (por 12,5g, dose diária)

Colagénio hidrolizado	10.000 mg(10g)
Sulfato Glucosamina	400 mg
Sulfato Condroitina	400 mg
Citrato de Magnésio	300 mg
Harpagófito	200 mg
AÇAI	150 mg
Bambú	100 mg
Vitamina C	80 mg
Cúrcuma	50 mg
Hialuronato Sódico	30 mg

30 Saquetas
1 mês de tratamento



Refª: VTPCOL_30SOB
CNP: 7099242

CREME REPARADOR E PROTETOR DE FRIEIRAS



12.620.133

DERMAFEET SHABAY CREME FRIEIRAS 60ML

Creme altamente hidratante, proporciona proteção contra a exposição a fatores externos como o frio ou o calor.

Indicado para a reparação e proteção das zonas expostas ao frio e à humidade, como os pés, as mãos e as orelhas. Devido à sua composição com alto teor de lanolina e glicerina, além do efeito hidratante e humectante, cria uma barreira protetora e reforça a resistência ao frio, protegendo a pele das condições climáticas externas.

Composição: Rosa Mosqueta, Lanolina, Vitamina F (Ácido Linoleico), Glicerina.

Modo de Utilização: Aplicar diariamente, massajando ligeiramente até que o creme seja absorvido. Para potenciar o efeito protetor, pode envolver a zona agredida com uma peça de algodão (p. ex. luvas).

Ref	CNP
12.620.133	7537241



6712 44 / 6712 58 / 6712 60

SACO DE ÁGUA QUENTE FASHY - ADULTO

Saco de água quente da fashy com cobertura em malha polar, extra suave e lavável. Perfeito para relaxamento e bem-estar. Capacidade de 2 Litros (encher no máximo 2/3).

Ref	Tam	Cor	CNP
6712 44	ÚNICO	CORAL	7289637
6712 58	ÚNICO	AZUL	7289637
6712 60	ÚNICO	VERDE	7289637



10210101

BOLSA DE GEL QUENTE/FRIO

Bolsa reutilizável com gel não tóxico. Contém cobertura protetora com elástico e velcro, o que permite uma aplicação rápida, fácil e confortável, garantindo ainda segurança para a pele. O frio alivia o edema e alivia a dor, o calor alivia a dor e aumenta a mobilidade. Terapia de calor - aquecimento no microondas e água quente. Terapia de frio - frigorífico ou no congelador.

Composição: glicerina de grau alimentar, carboximerilcelulose de sódio e água.

Dimensões: 25x13cm

Ref	Tam	CNP
10210101	ÚNICO	7588889



WE-169SPD

ALMOFADA TÉRMICA

Terapia térmica que alivia a tensão muscular e a dor nas articulações. Tecido macio, respirável e flexível.

Lavável: botão de controlo removível para que a almofada e sua tampa possam ser lavadas. Aplicável em qualquer zona do corpo.

Ref	Tam	Medidas	CNP
WE-169SPD	ÚNICO	30X40CM	6356162



MT519

TERMÓMETRO DIGITAL FLEXÍVEL (PACK 12 UNID)

Medição de temperatura axilar e sublingual.
Termómetro digital com ponta flexível.
Precisão de medição.
Memória da última medição.
Vendido em pack de 12 unidades.
PVF/uni=4.85€

Ref	Uni/cx	CNP
MT519	12	6358804



ECT-1

TERMÓMETRO DIGITAL RÍGIDO (PACK 12 UNID)

Medição de temperatura axilar e sublingual.
Termómetro digital com ponta rígida.
Precisão de medição.
Memória da última medição.
Vendido em pack de 12 unidades.
PVF/uni=3.80€

Ref	Uni/cx	CNP
ECT-1	12	6358812



TERM_IR

TERMÓMETRO IV

Termómetro infravermelho para medição de temperatura corporal sem contato. Dispõe também de um modo de leitura de superfícies.

Ref	Tam	CNP
TERM_IR	ÚNICO	7081638



501636 K1

OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL

Dispositivo pequeno, simples, compacto, confiável e durável. Utilizado para verificar a saturação de oxigénio (SpO₂) e a frequência cardíaca (bpm).

Ref	Tam	CNP
501636 K1	ÚNICO	7081612



YK-81C

OXÍMETRO DE DEDO ADULTO

Dispositivo pequeno, simples, compacto, confiável e durável. Utilizado para verificar a saturação de oxigénio (SpO₂) e a frequência cardíaca (bpm).

Ref	Tam	CNP
YK-81C	ÚNICO	6355115



YK-TENSBRAZO

TENSIÓMETRO DE BRAÇO

Para 4 utilizadores diferentes. Armazena as últimas 60 medições de cada utilizador. Calcula a média das últimas 3 medições. Resultados facilmente compreensíveis por código de cor seguindo a classificação da Organização Mundial da Saúde. Ecrã de grandes dimensões para facilitar a compreensão.

Ref	Tam	CNP
YK-TENSBRAZO	ÚNICO	6354936



VÍDEO DEMONSTRATIVO



PRO7000

BOLAS TERAPÊUTICAS PARA REABILITAÇÃO PRIM

Kit de 3 bolas terapêuticas com diferentes tamanhos e densidades para fazer exercícios progressivos e fortalecer os músculos da mão, dos punhos e antebraço. Também pode ser utilizado como relaxante para as plantas do pé mediante movimentos circulares. Bolas com cores distintas tendo em conta a circunferência, disponíveis em tamanhos: 14,5cm, 19,5cm, 21,5cm

Indicações: Reabilitação da mão, dedos, punho e antebraço. Reforço da estrutura muscular. Antistress.

Ref	Tam	CNP
PRO7000	ÚNICO	-



PVBLA/PRMED/ PBDUR

BOLAS PARA EXERCÍCIOS DE MÃOS E DEDOS

Desenvolvimento e melhora da propriocepção.
Fortalecimento muscular da mão e antebraço.
Melhor "toque leve" e mobilidade.
Descongestionamento das articulações reumatóides.
Redução de stress.
Tratamento de Lesões por Esforços Repetitivos (LER).

Ref	Cor	Densidade
PVBLA	VERDE	MACIO
PRMED	VERMELHA	MÉDIO
PBDUR	BRANCA	DURO



KINESIO

KINESIO TAPE PRIM (5CMX5M)

Ligadura neuromuscular "kinesiotaping" para o tratamento de lesões e outros transtornos físicos. Fabricado em algodão e poliuretano. Hipoalergénico.
Sem látex.
Respirável.
Resistente à água.
Dimensões: 5cm de largura x 5m de comprimento

Ref	Cor
507983*	PRETO
507980*	BEGE
507986*	ROSA
507979*	AZUL
507982	LARANJA
507985	VERDE

*Disponível para entrega imediata



1510001005

INCENTIVADOR DE INSPIRAÇÃO RESPI PROGRAM (3 BOLAS)

Aparelho de exercício RESPIPROGRAM é um dispositivo para incentivar a inspiração profunda. Este exercício ajuda a expandir os alvéolos pulmonares e a limpar as vias respiratórias da passagem de muco.

Indicações: Para prevenir complicações respiratórias pós-operatórias como atelectasia, pneumonia ou disfunção pulmonar.

Ref	Tam	CNP
1510001005	ÚNICO	-





31020101

TESTES DE GRAVIDEZ PRIM GESTATEST

Teste para auto diagnóstico da presença da hormona da Gravidez (hCG) na urina de forma cómoda e rápida.

Resultado entre 3 a 5 minutos.
Precisão superior a 99%.

Ref	CNP
31020101	7118927



31030101

TESTE MULTIDROG®-10 DROGAS

Teste de despistagem de 10 drogas em simultâneo: MOP (morfina, heroína, opiáceos); PCP (fenilcilidinas); MET (Metanfetaminas); COC (cocaína); THC (marijuana, cannabis, haxixe); AMP (anfetaminas); BZO (benzodiazepínicos); BAR (barbitúricos); MDMA (metilenodioximetanfetamina, ecstasy); MTD (metadona).

Ref
31030101



31090101

TESTE MULTIDROG®- COCAÍNA

Teste de despistagem de Cocaína (COC)

Ref
31090101



31090102

TESTE MULTIDROG®- MARIJUANA

Teste de despistagem de Marijuana (THC)

Ref
31090102



TH001WG

HUMIDIFICADOR UMILIGHT

Otimiza o nível de humidade em qualquer espaço da casa, melhorando a qualidade do ar. Pode incorporar essências. Ideal para espaços amplos e/ou ambientes familiares. Luz ambiente 5 cores LED. Capacidade 2.4l

Ref	Tam	CNP
TH001WG	ÚNICO	6358820



TA-307

HUMIDIFICADOR BRUMA

Ideal para espaços pequenos e quartos infantis. Melhora a qualidade do ar. Pode incorporar essências. 3 em1: Humidificador, difusor de aromas, luz noturna (7 cores LED).

Ref	Tam	CNP
TA-307	ÚNICO	6356329



I3132/I3131

I3132 - ESSÊNCIA EUCALIPTO (PACK 6 UNID)

I3131 ESSÊNCIA LAVANDA (PACK 6 UNID)

O óleo essencial de eucalipto tem reconhecidas propriedades balsâmicas, antimicrobianas e antissépticas. O óleo essencial de lavanda equilibra o corpo, física, mental e emocionalmente. Alivia tensão nervosa, stress e insónias.

Ref	Tam	Uni	CNP
I3132	ÚNICO	6	6356956
I3131	ÚNICO	6	6356964



ALMOSTOP

ALMOSTOP LOÇÃO REPARADORA DE HEMORROIDAS 100ML

Preparado natural e ecológico, indicado para o tratamento de hemorroidas externas. Apresentação em loção para fácil aplicação tópica.

Alivia a sensação de comichão, picadas e dor devido às suas propriedades calmantes e adstringentes.

Indicações: Hemorroidárias externas. Apto para grávidas, mulheres em período de lactação e pacientes oncológicos. Cuidado e proteção da zona anal e perianal.

Ref

CNP

ALMOSTOP

7253575

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO



Testado dermatologicamente em peles sensíveis.
Elaborado à base de plantas naturais.
Ingredientes: Água, Extrato de Sideritis angustifolia, Benzoato de sódio, Sorbato de potássio, Ácido cítrico.
O uso prolongado não é nocivo.



Colocar a loção de Almostop num disco de algodão e aplicar na área afetada, previamente higienizada, por 2 minutos.



Aplicar na área afetada
Repetir o processo a cada 4 horas
entre 7 e 10 dias.



Se o paciente sofre de hemorroidas externas severas é recomendados deixar a gaze impregnada em Almostop durante a noite na zona afetada..

Todas as nossas
marcas estão
comprometidas.
Consigo.



FARMAMAIS.PT